

COMPEED NÁPLAST NA OPARY 15KS

Compeed® náplast na opary představuje přelom v řešení v léčbě oparů od začátku až do konce. Jde o téměř neviditelnou náplast, která používá k léčbě oparů částice Hydrocolloid–075.

Náplast se aplikuje pomocí bezdotykového aplikátoru ve tvaru motýlku a tím pomáhá snižovat riziko vnější infekce související s dotýkáním oparu. Jakmile je aplikována, náplast opar překryje, přilne k pokožce a v každém stádiu výsevu oparu pomáhá zajišťovat následující léčebné benefity:

- zmírňuje pálení a svědění
- podporuje rychlé hojení
- je diskrétní
- pomáhá předcházet kontaminaci a sekundární (vnější) infekci
- pomáhá předcházet tvorbě strupu

Čím je Compeed® náplast na opary tak výjimečná?

Compeed® náplast na opary je diskrétní způsob rychlé léčby oparů

Náplast hojí a kryje opar, což přináší řadu benefitů, zejména: snižuje se riziko sekundární (vnější) infekce, léčba je více estetická a pomáhá se předcházet tvorbě strupu.

Kdy vyměnit náplast Compeed® ?

Náplast vyměňte, až se začne odchlípnout (obvykle po 8 hodinách, ale v individuálních případech se tato doba může lišit). Po odstranění nahradte starou náplast novou a pokračujte nepřetržitě dnem i nocí až do úplného proléčení. Pro snadné odstranění sejměte náplast jemným tahem podél pokožky (v opačném směru než by jste náplast strhávali).

Co najdete v balení

Každé balení Compeed® náplasti na opary obsahuje 15 jednotlivě balených náplastí. Toto množství obvykle postačí na 1 léčbu oparu. V krabičce, která je malá, nenápadná a snadno se nosí v tašce nebo v kapse, naleznete také malé zrcátko, které vám pomůže při aplikaci náplasti, a instrukce pro použití.

Kdy aplikovat?

Použijte náplast, jakmile ucítíte první známky svědění a pálení.

Příprava před

Před aplikací náplasti si umyjte ruce. Náplast má být aplikována na čistou, suchou kůži. Nepoužívejte v kombinaci s krémy, náplast by pak na kůži nedržela.

Aplikace náplasti

Náplast aplikujte přímo na opar. Takto bude chránit proti další kontaminaci oparu a proti šíření viru.